

# DMQ



## Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos não Críticos

### Propriedades e Utilizações

DMQ é um limpador desinfetante à base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Biguanida Polimérica, desenvolvido para o uso em hospitais, incluindo áreas críticas, tais como, centros cirúrgicos, centro obstétrico, UTI, UTI Neonatal, unidade de diálise, setor de hemodinâmica, unidade de transplante, unidade de queimados, unidade de isolamento, área suja da lavanderia, etc., em áreas semicríticas, tais como, enfermaria, apartamentos, ambulatórios, banheiros, central de triagem, etc., e em áreas não críticas, tais como, almoxarifados, vestiários e áreas administrativas.

DMQ é indicado também para laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas, odontológicas, de estética e veterinária.

É ideal para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, tais como, piso, parede, teto, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras, etc., e artigos não críticos, tais como, termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc.

DMQ tem ação bactericida e bacteriostática, agindo com eficácia sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas.

DMQ possui laudos que comprovam sua ação de desinfecção contra as bactérias *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae* e *Escherichia coli*, fungos *Aspergillus niger* e *Candida albicans*, e as bactérias multirresistentes *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella Pneumoniae* Carbapenemase (KPC) e *Staphylococcus MRSA*.

### Informações Técnicas

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

**Aparência:** Líquido Transparente

**Cor:** Laranja

**Odor:** Característico

**pH:** 6,5 - 8,5

**Princípio ativo bactericida:** Cloreto De Cocobenzil Alquil Dimetil Amônio E Cloreto De Didecil Dimetil Amônio 1,92% e Cloridrato De Polihexametileno Biguanida 0,2%

#### COMPOSIÇÃO

Água, ativo e sequestrante

#### EMBALAGENS

2 x 5 Lts, 4 x 2 Lts

#### PRODUTO SANEANTE REGISTRADO NA ANVISA/MS SOB N°

3.0018.0112



HIGIENE HOSPITALAR

## Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos não Críticos

### Instruções de Uso

#### Para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos:

1. Aplicar a solução de DMQ, na diluição recomendada (atentar-se ao nível de carga orgânica na superfície), com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop.
2. Deixar agir por 5 minutos.
3. Enxaguar, se houver necessidade.

Método	Diluições
Limpeza e desinfecção	1:50 (20 mL de produto para 1 Litro de água)

#### Para limpeza e sanitização de pisos:

1. Aplicar a solução de DMQ, na diluição recomendada, com auxílio de mop ou no tanque da máquina lavadora de pisos.
2. Deixar agir por 10 minutos.
3. Enxaguar, se houver necessidade.

Método	Diluições
Limpeza e sanitização de pisos	1:100 (10 mL de produto para 1 Litro de água)

### Garantia

A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e sistemas.

